

ALIAMARE BABY SPRAY 100 ML

Marchio: Ibsa
Codice Min.: 930531367
Link: [clicca qui per acquistare](#)



ALIAMARE® BABY SPRAY 100 ML

Soluzione isotonica spray di acqua di mare e ialuronato sodico per l'igiene quotidiana di naso e orecchie nei bambini e negli adulti.

Aliamare associa l'azione benefica e fluidificante dell'acqua marina proveniente dall'Arcipelago di Bréhat, luogo naturalistico della Bretagna classificato Natura 2000, all'azione dell'acido ialuronico, che grazie alla sua capacità di legare e trattenere acqua, è in grado di idratare la mucosa e favorire la cicatrizzazione di eventuali microlesioni. La diluizione dell'acqua di mare fino a concentrazione isotonica rende inoltre Aliamare non irritante.

Naso: favorisce l'eliminazione di secrezioni in eccesso, dà pronto sollievo alla secchezza delle mucose, utile dopo interventi chirurgici alle cavità nasali.

Orecchio: previene la formazione di tappi di cerume, contribuisce a mantenere pulito il meato uditivo nei portatori di apparecchi acustici.

Modalità d'uso:

Usare più volte al giorno, secondo necessità individuale. Togliere il cappellotto dal flacone e inserire l'apposito tasto erogatore sulla valvola. Premere il tasto erogatore per nebulizzare il prodotto. Dopo l'uso, pulire e asciugare il tasto erogatore.

Naso: il prodotto può essere usato in qualsiasi posizione. Tuttavia si consiglia di inclinare la testa da un lato e nebulizzare il prodotto per 2 secondi nella narice del lato opposto (es. testa inclinata a destra e prodotto spruzzato nella narice sinistra). Ripetere l'operazione in ogni narice.

Orecchio: il prodotto può essere usato in qualsiasi posizione. Tuttavia si consiglia di inclinare la testa da un lato, ponendosi sopra il lavabo e di nebulizzare una/due volte nell'orecchio opposto dal basso. Attendere alcuni secondi e asciugare delicatamente.

Avvertenze:

Non utilizzare nei lattanti, salvo diverso parere del pediatra. Il contenitore è sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore ai 30°C. Non utilizzare Aliamare se la bomboletta risulta danneggiata. Una volta esaurito il prodotto, non perforare, né bruciare la bomboletta. Una volta utilizzata, eliminare la bomboletta seguendo le normali regole di smaltimento differenziato dei rifiuti.

urbani. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Controindicazioni:

Aliamare è controindicato in soggetti con storia di otorrea (infiammazione del canale uditivo), perforazione della membrana timpanica, otite media cronica. Non sono noti effetti indesiderati derivanti dall'impiego di Aliamare.

Componenti:

Ogni bomboletta da 100 ml contiene: acqua di mare, ialuronato sodico.