

## BIPHASIL TRATTAMENTO VAGINALE 4 FLACONIX150 ML

**Marchio:** ProGINE Farmaceutici  
**Codice Min.:** 904713144  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**BIPHASIL** Descrizione Dispositivo medico. Preparato innovativo per formulazione e modalità di utilizzo. Si tratta di una lavanda pronta all'uso, bifasica, costituita da due soluzioni tra loro ben separate che vengono liberate in vagina, semplicemente comprimendo il flacone. Viene per prima rilasciata la fase azzurra a base acquosa con attività detergente e successivamente la fase trasparente a base di olio-gel che, grazie al processo di bio-adesione, garantisce una uniforme ed efficace distribuzione delle sostanze funzionali del preparato sulla mucosa. A livello della mucosa vaginale si forma un film protettivo che consente di mantenere ed eventualmente di facilitare il ripristino delle condizioni fisiologiche della mucosa vaginale in caso di processi flogistici e di

infezioni di varia natura. Per l'igiene intima al termine del ciclo mestruale; come sintomatico nei casi di prurito e bruciore vaginale acuto; in caso di perdite vaginali abbondanti; come coadiuvante nel trattamento della sintomatologia delle infezioni vaginali di diversa natura. Inoltre, favorisce il trofismo cellulare e il ripristino delle normali condizioni fisiologiche nelle donne affette da atrofia e secchezza vaginale. Modalità d'uso 1. Non agitare il prodotto prima dell'uso. 2. Tenere il flacone per l'anello e premere con il dito sulla capsula proteggi-cannula fino alla rottura del sigillo di sicurezza. 3. Estrarre la cannula dal flacone sino a fine corsa, cioè sino all'avvertimento di un piccolo scatto ed inclinarla a circa 45°. Solo se la cannula viene estratta correttamente il liquido fuoriesce dall'erogatore al momento della somministrazione. Se ciò non accade estrarre ulteriormente la cannula sino all'avvertimento dello scatto. 4. Rovesciare il flacone con la cannula rivolta verso il basso in modo che le due soluzioni di Biphasil si dispongano con la fase azzurra in corrispondenza della cannula e con la fase trasparente verso l'alto del flacone. 5. Introdurre delicatamente la cannula in profondità nel canale vaginale. 6. Comprimere il flacone fino al completo svuotamento, mantenendo lo stesso in posizione verticale, in modo da far defluire in vagina prima la soluzione azzurra e poi la soluzione trasparente. Applicare una volta al giorno o secondo prescrizione medica. Componenti Acqua, paraffina liquida, polimero acrilico reticolato (polycarbophyl), acido ialuronico sale sodico liposolubile, sodio deidroacetato, sodio coco-anfoacetato, vitamina E acetato, fenossietanolo, etilesilglicerina, C.I. 42090. Avvertenze Il prodotto è per uso vaginale. Non ingerire. Non usare in caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto. In gravidanza accertata o presunta ed in caso di terapie farmacologiche locali concomitanti l'impiego della soluzione ginecologica deve avvenire solamente dietro il consiglio del proprio medico curante o del farmacista. Il prodotto non è destinato all'uso pediatrico. Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. L'uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada interrompere il

trattamento e consultare il proprio medico curante o il farmacista. Non utilizzare il prodotto se la confezione o la cannula risultasse, al momento della prima apertura, danneggiata o non perfettamente integra. Utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni d'uso. Il contenitore va usato solo immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere riutilizzato. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservazione Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore, a temperatura controllata inferiore a 30°C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato 4 flaconi monouso da 150 ml.