

CHICCO TERMOMETRO FLEX NIGHT

Marchio: CHICCO
Codice Min.: 980445593
Link: [clicca qui per acquistare](#)



ChiccoTermometro Flex Night PlusDescrizioneTermometro clinico rettale e orale. Rileva la temperatura in soli 10 sec. La punta flessibile offre un elevato comfort durante la rilevazione della temperatura. Il display luminoso di grandi dimensioni e la modalità silenziosa, permettono di visualizzare la temperatura anche di notte senza svegliare il bambino. Il termometro e la sua sonda possono essere puliti utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto con alcool o soluzioni disinfettanti. La sonda è waterproof. Lo strumento non è impermeabile, non immergerlo o fare entrare acqua o altri liquidi. Non utilizzare mai detergenti abrasivi, solventi o benzene: questi potrebbero danneggiare o contaminare l'involucro del termometro.Modalità d'uso1. Accendere il termometro premendo il pulsante ON/OFF 2. Sul visore appariranno in ordine le seguenti scritte: "Ultima misura" (es. 36.0°C M/96.8°F M)» "Lo°C/Lo°F" con °C/°F lampeggiante a indicare l'avvio della misurazione; 3.

Posizionare il termometro: a. Uso Orale (10 sec.): posizionare la punta della sonda nella parte inferiore della bocca, sotto la lingua e chiudere la bocca. b. Uso Rettale (10 sec.): inserire la punta della sonda nel retto per alcuni mm (non più di 15 mm). Se durante tale operazione si rileva resistenza interrompere immediatamente. Per misurare la temperatura al neonato per via rettale, sdraiarlo su un piano rigido su un lato e spostare le gambine verso il petto tenendolo fermo in modo che non possa voltarsi durante la misurazione. Ricordare che la temperatura corporea interna è sempre leggermente superiore a quella esterna (circa 0,5°C). Non utilizzare unguenti o vasellina sulla punta. 4. Un segnale acustico avvisa dell'avvenuta rilevazione. Il display si illumina per qualche secondo per facilitare la lettura della temperatura. **INDICATORE FEBBRE:** Se la temperatura è 37.8 °C (100.0 °F), l'indicatore acustico emette un suono e compare l'icona con la faccina triste. 5. Se viene visualizzata la scritta Lo°C/ Lo°F il termometro ha misurato una temperatura inferiore al valore minimo dell'intervallo di misurazione. Se viene visualizzata la scritta Hi°C/ Hi°F il termometro ha misurato una temperatura superiore al valore massimo dell'intervallo di misurazione. In questi casi si suggerisce di verificare il corretto posizionamento del termometro e ripetere la misura. Se compare la scritta "ERR" il termometro ha problemi di funzionamento: rivolgersi al Servizio consumatori. 6. Dopo la rilevazione spegnere il termometro premendo il pulsante (se viene dimenticato acceso si spegnerà da solo dopo circa 10 minuti). Se compare la scritta "ERR" il termometro ha problemi di funzionamento: rivolgersi al Servizio consumatori. **PRECAUZIONI IN CASO DI MISURA ASCELLARE** Trattandosi di un termometro a misurazione diretta e rapida se ne consiglia l'uso rettale ed orale. Se fosse necessario effettuare una misurazione ascellare prendere queste precauzioni per permettere alla temperatura ascellare di stabilizzarsi: -assicurarsi che l'ascella sia asciutta; -collocare la punta del termometro spento e stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione; -procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo "Modalità d'uso".AvvertenzePrima

e dopo ogni misurazione pulire e sanitzare la sonda. Conservare in luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini, non è un giocattolo. Non lasciare mai solo il bambino durante la misurazione della temperatura. Il termometro contiene piccole parti (batterie, ecc.) che possono essere inghiottiti dai bambini e portare a soffocamento o lesioni interne. L'eventuale utilizzo su soggetti con ridotte capacità cognitive o sul bambino deve avvenire sotto supervisione di un adulto: durante la misurazione della temperatura la punta della sonda di misurazione potrebbe divenire pericolosa qualora venisse a trovarsi in prossimità degli occhi. Il termometro è destinato esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea. In caso di urti, cadute o qualora sussistano dubbi sul funzionamento del prodotto, rivolgersi al distributore. Non provare ad aggiustare il termometro. In caso di dubbio o di rialzo della temperatura consultare il medico. Dopo l'uso riporre il termometro in un luogo fresco ed asciutto e al riparo da polvere. Il termometro, dopo il suo primo utilizzo e tra utilizzi successivi, deve essere conservato in condizioni di temperatura ed umidità che soddisfino i limiti specificati per le condizioni di trasporto ed immagazzinamento. Il corretto posizionamento del termometro è fondamentale per un'accurata rilevazione della temperatura. Evitare di bere bevande calde o fredde, di svolgere attività fisica, di fare un bagno o una doccia e di fumare durante i 15 minuti antecedenti la misurazione. Termometro per misurazione diretta, per uso rettale ed orale; uso ascellare consentito con le debite precauzioni. Non necessita ricalibrazione. ConservazioneIntervallo di temperatura per la conservazione: -20°C55°C. Intervallo di umidità per la conservazione: 15%-95% UR senza condensa. Intervallo di pressione atmosferica di conservazione: 700-1060hPa.Cod. 00009812000000