

## INTERPRO X 4G CONICAL BLISTER 6U 6LANG

**Marchio:** Dentaïd  
**Codice Min.:** 8427426033450  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



interprox conical Progettato per eliminare il biofilm orale (placca dentale) che si accumula in spazi interprossimali di 1,3 mm e, grazie alla testina conica, è particolarmente indicato sia per i denti anteriori che per quelli posteriori. La sua forma consente di raggiungere perpendicolarmente gli spazi interprossimali anteriori, evitando di ferire le gengive. Lo spazzolino può essere allungato unendo il cappuccio al manico, in modo da raggiungere le aree posteriori della bocca, in cui la testina conica è particolarmente indicata. Inoltre, per mantenere l'entrata perpendicolare in queste zone, lo spazzolino si adatta a ogni persona grazie alla flessibilità senza "effetto memoria" del manico e del collo. Tra le altre cose, Interprox® Conical è dotato di un inserto antiscivolo per migliorare la presa e il controllo, garantendo la praticità e la precisione della pulizia. La dimensione della

testina raggiunge spazi interprossimali di almeno 1,3 mm (PHD=1,3). L'innovativa fabbricazione con filamenti in Tynex® di alta qualità consente una migliore cura delle gengive, dato che il design bicolore consente il rilevamento dei punti di sanguinamento sui filamenti bianchi e della presenza di biofilm interdentale su quelli neri. Il filo metallico, in acciaio inossidabile, è rivestito con poliuretano (materiale plastico) per una migliore protezione di gengive, denti e impianti. Lo spazzolino, inoltre, dispone di un cappuccio di protezione che ne facilita il trasporto. Interprox® Conical pulisce efficacemente gli spazi interprossimali e contribuisce a proteggere i denti dalle carie e dalle malattie parodontali. Interprox® Conical soddisfa la normativa ISO 16409 (norma internazionale per gli spazzolini interprossimali). Indicazioni Interprox® Conical è indicato per le persone con spazi interprossimali di 1,3 mm. È indicato anche per portatori di apparecchi ortodontici, impianti e protesi fisse. Modalità d'uso Rivolgersi al dentista o all'igienista dentale per determinare la dimensione dello spazio interprossimale e scegliere lo spazzolino più adatto alle proprie esigenze. Inserire correttamente lo spazzolino, in modo che soltanto i filamenti (e non il filo metallico) siano a contatto con i denti. Muovere lo spazzolino dall'interno verso l'esterno, senza farlo ruotare. La flessibilità senza "effetto memoria" consente di curvare il manico per formare l'angolo più adatto, mentre il cappuccio può essere unito al manico per raggiungere le aree retrostanti. Se il filo metallico sfrega sulla gengiva o si curva, utilizzare uno spazzolino con un PHD inferiore. Formato La confezione contiene 6 unità. Cod. 31189