

## TEPE EASYPICK M/L BLU 36 PEZZI

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 927123885  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



TePe EasyPick Descrizione Nucleo di plastica con superficie pulente in silicone. Facile pulizia tra i tuoi denti: XS/S (arancione), M/L (blu) e XL (viola). 3 misure per adattarsi sia a spazi stretti che ampi. Presa ergonomica ed antiscivolo per un facile utilizzo. Efficace superficie pulente in silicone. Duraturo. Sviluppato in collaborazione con esperti dentali. Autoclave: -Programma: Standard 134°C.-Durata del processo: 55 minuti. -Durata della sterilizzazione: 7 minuti. -Pressione della sterilizzazione: 3 bar/300 kPa. Avvertenze Il prodotto va nei normali rifiuti domestici (indifferenziata). La confezione blister deve essere separata e riciclata come segue: la confezione di plastica e il contenitore tascabile nei container per i rifiuti di plastica e la carta sul retro nei container per i rifiuti di cartone. La bustina campione è da buttare nel contenitore della plastica, il dispenser box nel contenitore per il riciclo del cartone ondulato, la

scatola in cartone nel contenitore per il riciclo del cartone ondulato. Formato Confezione da 36 pezzi. Misura: M/L (blu). Cod. 242350