

## AEROSOL NEBULA MARKOS MEFAR CON DOCCIA NASALE RINOWASH

**Marchio:** Air Liquide  
**Codice Min.:** 8015662011235  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



### AEROSOL NEBULA MARKOS MEFAR CON DOCCIA NASALE RINOWASH

L'apparecchio per aerosolterapia Nebula è destinato ad essere utilizzato per la somministrazione ai pazienti di farmaci in forma di aerosol. L'apparecchio per aerosolterapia Nebula è caratterizzato da una serie di soluzioni intelligenti che lo rendono sia un apparecchio molto efficiente e rapido per il trattamento delle basse vie respiratorie sia un sistema estremamente valido per il trattamento delle alte vie respiratorie e per eseguire il lavaggio nasale.

#### Caratteristiche:

L'apparecchio per aerosolterapia Nebula utilizzato con l'ampolla per nebulizzazione Mefar2000 dotata di Maschera Buccale Distanziatrice è efficace per il trattamento delle affezioni delle basse vie respiratorie (asma bronchiale, bronchiti croniche, enfisema polmonare e fibrosi cistica). Con Rinowash l'apparecchio Nebula consente la cura delle affezioni delle alte vie respiratorie ed il lavaggio fisiologico e/o il lavaggio terapeutico (con l'aggiunta di farmaci) delle cavità nasali. In particolare, Rinowash produce un getto di soluzione micronizzata che diretto nelle cavità nasali favorisce l'idratazione e la fluidificazione del muco e del catarro, e la sua rimozione. La somministrazione di farmaci in forma di aerosol deve essere oggetto di prescrizione medica che definisca il tipo di farmaco, le dosi da somministrare e la durata del trattamento. L'apparecchio per aerosolterapia e i suoi accessori sono stati progettati e costruiti in Italia secondo quanto previsto dal D.L 46/97 (recepimento della Direttiva 93/42 CEE sui Dispositivi Medici) e sono provvisti del marchio CE.

#### Contenuto della confezione:

Unità di base con connesso il cavo elettrico di alimentazione, caratterizzata dalla presenza di un vano porta cavo, di un vano porta accessori, di un'interruttore ON/OFF, di una sede porta filtro con filtro, di un portafusibile con fusibile, di una presa d'aria per il tubetto di collegamento (1.6) e di un sostegno reggi ampolla collocato sullo sportello.

\* Un'ampolla nebulizzatrice modello Mefar2000 composta da: un corpo superiore, un pisper ed un corpo inferiore.

- \* Una Maschera Buccale Distanziatrice composta da: un Corpo Maschera e da un Raccordo con una valvola di scarico
- \* Una doccia nasale micronizzata Rinowash composta da un Corpo base caratterizzato dalla presenza di un pulsante, di un elemento di connessione per il tubetto di collegamento e di un tappo base.
- \* Un tubetto di collegamento M/F
- \* Due ricambi filtro aria esterna