

TAPPO IGIENICO BRAUN PER TERMOMETRO THERMOSCAN

Marchio: BRAUN
Codice Min.: 926978204
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Braun Hygiene caps monouso Descrizione Per un monitoraggio preciso e più igienico della temperatura. La sostituzione dei tappi igienici dopo ogni utilizzo garantisce la pulizia senza deposito di cerume e sporcizia, che potrebbero intasare il sensore. Se cambiati dopo ogni utilizzo, i tappi igienici usa e getta Braun aiutano a proteggere dalle contaminazioni incrociate. I Hygiene caps possono essere usati con tutti i modelli di termometri auricolari Braun ThermoScan IRT. Modalità d'uso 1) Posizionare un nuovo copri lente sulla punta del termometro prima di ogni misurazione. 2) Misurare la temperatura con il copri lente posizionato sulla punta del termometro. 3) Eliminare il copri lente usato dopo ogni misurazione. Espellerlo premendo il pulsante sotto la punta del termometro.

Formato Confezione da 40 pezzi. Cod. LF40EULA01