

## TEST COLESTEROLEMIA MULTICARE IN COLESTEROLO IN STRISCE CONASPIRAZIONE CAPILLARE 25 PEZZI

**Marchio:** Biochemical System  
**Codice Min.:** 937388496  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



multiCare-in strisce Colesterolo Descrizione CAMPIONE: sangue capillare. Minimo volume: 10 mcl. INTERVALLO DI EMATOCRITO: 35-50% INTERVALLO DI MISURA: 130-400 mg/dl (3,3-10,3 mmol/l) SENSIBILITÀ: valore minimo misurabile: 130 mg/dl ACCURATEZZA: La media dell'errore verso CHOD-PAP (metodo di riferimento) è  $y = 0,9599 x + 5,4277$  è la retta di regressione lineare ottenuta PRECISIONE. Ripetibilità, l'imprecisione massima è TEMPO DI LETTURA: 30-60 secondi TEMPERATURA D 'USO DELLE STRISCE: 10-40 °C SCADENZA DOPO APERTURA: 90 giorni SCADENZA: 24 mesi FATTORE PER CALIBRAZIONE UOMO DONNA FATTORE PER CALIBRAZIONE DIGIUNO NON DIGIUNO Formato Confezione da 5

pezzi (cod. 3830261) Confezione da 25 pezzi (cod. 3830260)