

WALKER EQUALIZER TUTORE FISSO PER TIBIO TARSICA GIBAUD ORTHO3

Marchio: GIBAUD
Codice Min.: 931020337
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Dr.GIBAUD ORTHO Walker Equalizer - Tutore fisso per tibio-tarsica
Articolo n. 0624 È un dispositivo medico CE Indicazioni Immobilizzazione a seguito di traumi o interventi chirurgici, all'articolazione tibio tarsica. Distorsione grave della caviglia. Distorsione di media gravità con interessamento della capsula anteriore dell'articolazione tibio tarsica traumi tendinei e muscolari. Fase di rieducazione e riabilitazione. Patologie infiammatorie o infettive che richiedono l'immobilizzazione. Caratteristiche Immobilizzazione dell'articolazione tibio tarsica ad angolo retto. Plantare in schiuma ad alta densità che garantisce l'ammortizzazione del tallone. Stivale imbottito con possibilità di inserire dei rinforzi locali per la protezione della gamba e del piede. Suola

arrotondata antiscivolo per facilitare la deambulazione. La leggerezza dello stivale ne favorisce l'uso nei casi in cui al paziente non è consentito l'appoggio a terra del piede. Ampia suola per consentire l'adattamento alla misura del piede. Veloce e facile da indossare, permette la rapida dismissal in occasione dei trattamenti terapeutici. Composizione Tessile Base e montanti : 100% poliammide Suola: 100% poliuretano Cinghie: 100% poliammide Istruzioni di lavaggio Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio: Imbottitura: lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente. Non stirare. Parte rigida: pulire con una spugna umida. Asciugare con un panno. Cod. 5G0624X00BA01 5G0624X00BA02 5G0624X00BA03