

## ABOUND GUSTO NEUTRO 30 BUSTE DA 19 G

**Marchio:** Abbott  
**Codice Min.:** 932772458  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



### ABOUND GUSTO NEUTRO 30 BUSTE DA 19 G

Abound è un modulo di aminoacidi costituito da una miscela brevettata di arginina, glutamina, beta-idrossi-beta-metilbutirrato (HMB), che favorisce il recupero della massa magra corporea e la cicatrizzazione delle ferite. Può essere utilizzato per alimentazione orale o tramite sondino.

#### Modo d'uso:

La dose giornaliera raccomandata è di 2 bustine al giorno, salvo diversa indicazione del medico in funzione delle specifiche necessità di ciascun paziente.

Per uso orale: diluire il contenuto di una bustina di ABOUND® in 250 mL di acqua.

Per sonda:

- Non miscelare Abound con altre formule per la nutrizione enterale direttamente nella sacca
- Versare il contenuto di una busta di Abound in un recipiente idoneo e diluire con 125 mL di acqua
- Miscelare bene fino a completa solubilizzazione
- Assicurarci del corretto posizionamento della sonda
- Lavare la sonda con 30 mL di acqua prima di somministrare la soluzione di Abound
- Somministrare la soluzione di Abound con una siringa da 60 mL o più grande
- Dopo aver somministrato la soluzione di Abound lavare nuovamente con 30 mL di acqua (usare una quantità minore di acqua se il paziente deve essere alimentato con una dieta con pochi liquidi)

Se si prevede di consumare la soluzione entro 4 ore dalla preparazione, mantenerla a temperatura ambiente.

Se non si utilizza immediatamente si può conservare in frigorifero e va utilizzata entro 24 ore.

Buste sigillate di Abound si possono conservare a temperatura ambiente in un luogo fresco e asciutto.

Non utilizzare nei pazienti settici.