

ALUNEB SOLUZIONE IPERTONICA 20 FLACONCINI MONODOSE DA 5 ML

Marchio: ALUNEB
Codice Min.: 934552225
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Aluneb Iper Aluneb Iper è una soluzione salina ipertonica al 3% da nebulizzare mediante aerosol e doccia nasale, a base di acido ialuronico ad alto peso molecolare e xilitolo con azione decongestionante e fluidificante sulle mucose nasali. Particolarmente indicato per la pulizia delle fosse nasali soprattutto in caso di raffreddori, riniti allergiche, sinusiti e tutti gli stati di congestione delle mucose nasali. Per aerosol terapia. L'acido ialuronico nebulizzato idrata e facilita la rimozione di muco e allergeni dalle alte vie respiratorie.

Può risultare utile nel coadiuvare la regolazione della clearance mucociliare alleviando tutti quei sintomi legati a fattori infiammatori, allergenici e ambientali. Libera il naso dal muco favorendo l'eliminazione delle eccessive secrezioni nasali. Affezioni rinofaringee caratterizzate da congestione ed alterazione della clearance mucociliare. Idrata le vie respiratorie e stimola la clearance mucociliare. Facilita la respirazione, la poppata e il sonno dei lattanti. In aerosol terapia può essere utilizzato per diluire i farmaci. Modalità d'uso Lavarsi le mani prima e dopo l'uso del dispositivo medico. Flettere il flaconcino monodose nelle due direzioni e staccarlo dalla striscia cui è saldato. Aprire il flaconcino monodose ruotando l'aletta. Versare il contenuto del flaconcino nell'ampolla del nebulizzatore. Bambini a partire da 1 anno e adulti: nebulizzare 1-2 flaconcini 2-3 volte al giorno con nebulizzatore pneumatico e ampolla tradizionale. Per doccia nasale: Bambini a partire da 1 anno di età: 1-2 lavaggi per narice, 1-2 volte al giorno. Adulti: 2-4 lavaggi per narice, 2-3 volte al giorno. Lattanti sotto 1 anno di età: instillare alcune gocce nelle narici prima della poppata o prima di dormire. La durata d'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi. Se necessario può essere somministrato, attraverso la doccia nasale, per un periodo prolungato. Ingredienti Soluzione ipertonica, acido ialuronico ad alto peso molecolare, xilitolo, acqua di mare. Non contiene conservanti. Avvertenze Non utilizzare apparecchi ad ultrasuoni. Dispositivo medico CE. Formato Confezione da 20 flaconcini monodose da 5 ml. (Cod.)16100