

## CERAMOL CREMA 311 200 ML

**Marchio:** UNIFARCO  
**Codice Min.:** 980512747  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**CERAMOL Crema 311** Descrizione Dispositivo medico. Il complesso 311 (Ceramide 3, colesterolo e acidi grassi) è integrato in un sistema emulsionante (O/A) a struttura fosfolipidica che permette la ricostituzione della barriera epidermica alterata e favorisce l'azione di riparatore di barriera. Indicato per pelli iper reattive, intolleranti, allergiche. Indicato anche per la pelle alterata, infiammata, secca, desquamata e perdita di integrità della barriera epidermica. Ideale da applicare prolungatamente nel tempo (almeno 3 settimane) e per zone estese. Modalità d'uso Applicare un velo sottile sulle zone interessate 1-2 volte al giorno. La ripetuta applicazione favorisce l'azione. Componenti Aqua, Butyrospermum parkii butter,

Petrolatum, Pentylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Batyl Alcohol, Stearic acid, Ceramide 3, Cholesterol, Arginine, Carbomer, Lecithin. Senza profumo, conservanti ed emulsionanti etossilati. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Validità a confezionamento integro: 30 mesi. Formato 200 ml.