

CERAMOL LIPOCREMA 311 100 ML

Marchio: UNIFARCO
Codice Min.: 980512762
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Ceramol LIPOCREMA 311 Descrizione È un dispositivo medico. Coadiuvante nel trattamento di eczemi, dermatite atopica (DA), dermatite irritativa da contatto (DIC), dermatite allergica da contatto (DAC). Prodotto ad azione emolliente e riparatore della barriera cutanea. Formulato specificamente per il trattamento di secchezza, disidratazione e irritazione tipiche di dermatite atopica ed eczemi. Contiene una miscela equilibrata di lipidi fondamentali per la cute (ceramide 3, colesterolo, acidi grassi) in una emulsione A/O in grado di ripristinare la funzionalità della barriera cutanea. Il burro di karitè ha azione emolliente e nutriente. L'emulsionante vegetale ha azione lenitiva e idratante a lunga durata. Lo squalano ha azione emolliente. Particolarmente indicata per applicazioni su zone localizzate molto secche e/o infiammate. Il sistema A/O garantisce l'assenza di bruciore o pizzicore ed elevata persistenza sulla zona di applicazione.

Indicato per pelle iper reattiva, intollerante, allergica e per tutte le età. Formulato per minimizzare il rischio di allergie. Microbiologicamente controllato. Senza profumo, conservanti, emulsionanti etossilati, alcool. Modalità d'uso Applicare un velo sottile sulle zone interessate, 1-2 volte al giorno secondo il grado di secchezza. La ripetuta applicazione favorisce l'efficacia. Componenti Aqua, paraffinum liquidum, petrolatum, pentylene glycol, squalane, Butyrospermum parkii butter, glycerin, sorbitan isostearate, polyglyceryl-3 polyricinoleate, stearic acid, ceramide 3, cholesterol, magnesium stearate, magnesium sulfate. Avvertenze Il prodotto è stato formulato e fabbricato per ridurre al minimo tutti i rischi di irritazione o allergia da contatto. Sono tuttavia possibili reazioni individuali. In tal caso sospendere l'applicazione. Qualora tali effetti non sparissero rapidamente, consultare il farmacista o il medico. La sensibilità individuale può essere preventivamente verificata applicando il prodotto sulla parte interna dell'avambraccio e lasciandolo assorbire. Nel caso si evidenzino reazioni cutanee, evitare l'uso del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto risciacquare con abbondante acqua fresca. Usare solo su cute integra. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Validità post-apertura: 12 mesi. Formato Tubo da 100 ml Cod. FCCVCL52I