

## COASTEN 12 FLACONI MONODOSE DA 10 ML

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 926573561  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



COASTEN Coasten in flaconi per uso orale è un integratore alimentare a base di panax ginseng, coenzima Q10, carnitina, pappa reale, mirtillo, miele di acacia e magnesio, utile per colmare le carenze alimentari o gli aumentati fabbisogni di tali nutrienti. Ingredienti Acqua, fruttosio, ginseng (panax ginseng radix) estratto secco titolato 12% ginsenoside, miele di acacia, magnesio pidolato, succo di mirtillo 65 Bx (vaccinium myrtillus L. fructus), carnitina L-Tartrato. correttore di acidità: acido citrico. Conservante: potassio sorbato. Edulcorante: sucralosio, acesulfame K. Aroma. Ingredienti tappo serbatoio: coenzima Q10, pappa reale liofilizzata. Senza glutine, senza lattosio. Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di un flacone al giorno. Per l'assunzione mantenere il flacone in posizione verticale, avvitare la capsula fino in fondo per far cadere la polvere

nel liquido; agitare bene la sospensione; svitare la capsula e bere la sospensione così ottenuta. Istruzioni per l'apertura del flacone. Avvitare il tappo in senso orario per fare scendere tutto il contenuto. Agitare bene per miscelare. Svitare il tappo. Aprire togliendo il tappo. Assumere il prodotto. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ma vanno utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato, in regime di una dieta ipocalorica adeguata e con un buon livello di attività fisica. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento. Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato: non utilizzare il prodotto dopo la data indicata sulla confezione. Formato 12 flaconi monodose da 10 ml