

CUSCINETTO 3M NEXCARE COLDHOT THERAPY PACK MINI 11X12CM

Marchio: NEXCARE
Codice Min.: 980485837
Link: [clicca qui per acquistare](#)



3M NexcareColdHot Therapy Pack MiniCuscinetto caldo/freddo riutilizzabile
DescrizioneCuscinetto per terapia caldo/freddo. Ha lo scopo di fornire freddo o calore superficiali. Il freddo aiuta a ridurre il gonfiore, l'infiammazione e il dolore. Il calore aiuta a ridurre il dolore, lenisce e rilassa. Il gel non è tossico ed è sicuro per tutta la famiglia. Soluzione per coloro che preferiscono una terapia naturale e senza farmaci. Dona sollievo in caso di piccoli traumi, gonfiori o dolori muscolari. Utile per epistassi, punture di insetti, dolori e lividi. Cuscinetto riutilizzabile contenente gel atossico, privo di lattice di gomma naturale.Modalità d'usoIl cuscinetto può essere utilizzato freddo o caldo. Può essere raffreddato in freezer o in frigorifero. Può essere riscaldato in acqua calda o nel microonde. Usare le mani per distribuire il

calore uniformemente. Inserire sempre il cuscinetto gel nella copertura fornita oppure in un asciugamano pulito, quando si applica sulla pelle. Applicare il cuscinetto sull'area interessata finché risulta confortevole. Quando il cuscinetto di gel raggiunge la temperatura ambiente, scaldarlo nuovamente. La copertura protettiva del cuscinetto di gel può essere applicata in modo rapido e comodo, garantendo ancora più sicurezza per la pelle. Da utilizzare freddo per mal di denti, lesioni acute (contusioni, distorsioni, piccole protuberanze), febbre (non pensato per ridurre la temperatura corporea), sangue dal naso, gonfiore post-iniezione e punture di insetti. Da utilizzare riscaldato per sinusite, artrite del polso/artrite reumatoide o riscaldamento delle mani.FormatoDimensione 110 mm x 120 mmCod. 7000062795