

DENTOSAN COLLUTORIO TRATTAMENTO MESE 200 ML

Marchio: DENTOSAN
Codice Min.: 8057742820122
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENTOSAN COLLUTORIO TRATTAMENTO MESE Descrizione Collutorio che contiene clorexidina 0,12% che assicura una completa igiene orale inibendo lo sviluppo dei batteri che formano la placca per il trattamento mensile. La clorexidina è nota per: -la sua specifica azione preventiva e disgregante della placca batterica; -la sua spiccata capacità di fissarsi a lungo sulle gengive e sullo smalto dei denti assicurando il controllo dell'accumulo di placca nel tempo. Componenti Aqua, sorbitol, maltitol, propylene glycol, clorexidine digluconate, citric acid, sodium saccharin, poloxamer 407, aroma, CI 42051, CI 47005. Modalità d'uso Effettuare 1 sciacquo per circa 60 secondi con 1 cucchiaino di prodotto non diluito (10 ml).

Se ne consiglia l'uso 1 o 2 volte al giorno, preferibilmente la mattina e la sera

dopo i pasti per circa un mese, salvo diverso consiglio del medico. Si consiglia dopo l'utilizzo di Dentosan Collutorio Trattamento Mese di non assumere cibo o bevande per almeno 30 minuti. Ideale mantenimento dopo l'utilizzo di Dentosan Trattamento Intensivo (con clorexidina 0,20%). Dopo un mese si può proseguire con l'impiego di Dentosan Collutorio Trattamento Quotidiano (con clorexidina 0,05%). L'igiene orale può essere completata con l'utilizzo di Dentosan Dentifricio Gel Trattamento Intensivo (con clorexidina 0,20%). Avvertenze Non usare in caso di allergia conosciuta a uno o più ingredienti. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le proprietà della formulazione Dentosan Collutorio Trattamento Mese possono determinare, in rari casi, pigmentazioni che si depositano sulla superficie del dente, facilmente removibili con lo spazzolino e dentifricio oppure presso lo studio dentistico. Per un corretto programma di igiene orale è comunque indispensabile una periodica visita presso il Medico Dentista. Non destinato all'uso nei bambini di età inferiore ai 3 anni. Se durante l'uso si verificano irritazione, arrossamento o altri segni di ipersensibilità, interrompere l'utilizzo e consultare il medico o il dentista. Conservazione Conservare al riparo dalla luce. Validità a confezionamento integro: 30 mesi. Formato Disponibile in flacone da 200 ml e 500 ml. Cod. 11028400, 11028000