

ELASTAR SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML

Marchio: D.M.G. ITALIA
Codice Min.: 938682616
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Elastar Descrizione ElastarR Soluzione Oftalmica è un sostituto lacrimale a base di acido ialuronico sale sodico cross-linkato e carbossimetil beta-glucano, senza conservanti, che protegge, idrata e lubrifica la superficie oculare. La tecnologia OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser), un nuovo sistema di erogazione delle gocce, consente l'assoluta sterilità del prodotto, senza l'utilizzo di conservanti. È consigliato in caso di: - occhio secco - stress meccanico: uso di lenti a contatto, procedure chirurgiche - patologie sistemiche: sindrome di Sjögren, artrite reumatoide, epatopatie - alterazioni ormonali: menopausa, terapie ormonali sostitutive - stress ambientali: aria condizionata, fumo di sigaretta, vento - stress visivo: uso di videoterminali - uso di farmaci: antidepressivi, beta-bloccanti, prostaglandine e altri. Il prodotto può essere usato dai portatori di lenti a contatto.

Composizione Acido ialuronico sale sodico cross-linkato 0,15%, carbossimetil beta-glucano 0,3%, soluzione isotonica tamponata pH 7,2. Modalità d'uso Non è necessario rimuovere le lenti a contatto prima dell'utilizzo di Elastar Soluzione Oftalmica. Lavare accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto. Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio 2-3 volte al giorno o secondo parere medico. Prestare attenzione affinché la punta del flacone non entri in contatto con l'occhio. Avvertenze Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico. Uso oftalmico, non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Conservazione La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto dopo 90 giorni dall'apertura. Richiudere bene il flacone dopo l'uso, conservare a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Termine ultimo di conservazione dalla data di produzione, in confezione integra: 24 mesi. Formato Flacone da 10 ml con dispenser OSD. Cod. 90ELA010