

EPINORM GEL TRATTAMENTO LESIONI CUTANEE DA EPISIOTOMIA 5 MONODOSE 3 ML

Marchio: -
Codice Min.: 977630021
Link: [clicca qui per acquistare](#)



epinorm GEL Descrizione Dispositivo medico sterile ad uso topico destinato al trattamento delle lesioni cutanee nel contesto della loro guarigione per seconda intenzione, favorendo il naturale processo di riepitelizzazione. Particolarmente indicato nelle lacerazioni perineali da parto con l'obiettivo di facilitare la riepitelizzazione funzionale del tessuto lesso contrastando in tal modo fenomeni di iper-innervazione sensitiva ed evitando, nel contempo, formazioni anomale di tessuto fibroso. Trova, inoltre, utile

indicazione su lesioni da incisione chirurgica (episiotomia, taglio cesareo, lesioni cutanee da chirurgia laparoscopica e altri interventi di piccola chirurgia). Modalità d'uso Secondo parere medico, in linea orientativa applicare due volte al giorno un sottile strato di gel sull'area interessata. Avvertenze Il prodotto è destinato ad essere utilizzato su cute lesa. Non è indicato per i soggetti già sensibilizzati ai componenti presenti nella formulazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata in quanto è compromessa la sterilità del prodotto. Il riutilizzo del dispositivo medico monouso può compromettere le prestazioni del dispositivo stesso. Non sono noti effetti collaterali del prodotto se utilizzato secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Confezione da 5 flaconcini monodose da 3 ml. Cod. 6121