


## EPITACT GINOCCHIERA LEGAMENTI 2

**Marchio:** EPITACT  
**Codice Min.:** 974035558  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**EPITACT GINOCCHIERA PER LEGAMENTI** La ginocchiera per legamenti EPITACT è raccomandata per le lesioni traumatiche dei legamenti del ginocchio o per le distorsioni di media gravità. È indicata per trattare i postumi di traumi distorsivi gravi del ginocchio, i postumi di distorsioni o l'instabilità del ginocchio. Il tessuto elastico 3D incrociato sopra al ginocchio agisce come un bendaggio grazie alla maglia fitta; esercita una compressione che migliora la percezione sensoriale dell'articolazione (propriocezione) contribuendo a stabilizzarla. Le stecche laterali flessibili rafforzano il sostegno del ginocchio. Grazie alla benda elastica siliconata situata sulla coscia, la ginocchiera non scivola ed ha una tenuta eccellente. Il cuscinetto brevettato posizionato dietro al ginocchio (cavità poplitea) evita fastidi ed irritazioni. La rotula è protetta dalle compressioni grazie alla zona realizzata in tessuto anticomprensivo. La

maglia microperforata permette di evacuare il sudore per offrire il massimo comfort. Disponibile in 5 misure (a seconda della circonferenza del ginocchio): - 1: 33-35 cm; - 2: 36-38 cm; - 3: 39-41 cm; - 4: 42-43 cm; - 5: 44-45 cm. Consigli: agli sportivi che riprendono l'attività si raccomanda di indossare Ginocchiera Sport, un altro prodotto della gamma EPITACT che rende più sicuro il ginocchio fragile. Controindicazioni: non utilizzare in caso di arterite, importante stato varicoso, postumi di flebite o edema (linfatico/venoso) della gamba e/o della coscia, per non ostacolare la circolazione. Non utilizzare su lesioni cutanee. Componenti 68,9% tessuto (poliammide, elastane, poliestere), 26,6% alluminio, 4,5% silicone. Formato 1 ginocchiera.