

## GOCCE OCULARI TG1 OCCHI 10 MONODOSE 0,5 ML

**Marchio:** Pegaso  
**Codice Min.:** 8017930030344  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



TG1 Occhi. Gocce oculari sterili a pH fisiologico a base vegetale ad azione idratante rinfrescante e antiarrossamento. Allevia arrossamento, irritazioni, prurito e secchezza dell'occhio e della mucosa oculare causati da inquinamento atmosferico, raggi UV, vento, polvere, fumo, cloro, trucco. Attenua la sensazione di stanchezza ed affaticamento dovuti a lavoro, studio intensi e uso prolungato del computer. Ma sono molte altre le situazioni in cui può essere utile usare TG1 Occhi. Chi passa molte ore al volante, specie di sera, va incontro a stress visivo: fari, gallerie, pioggia, nebbia, affaticano la vista. Lo stesso per chi vive all'aperto: vento, inquinamento, polvere, forti contrasti o luce debole, sono tutte situazioni in cui gli occhi sono messi a dura prova. L'utilizzo prima e dopo

l'applicazione di lenti a contatto aiuta a decongestionare e reidratare l'occhio. TG1 occhi favorisce il ripristino di una rapida e duratura sensazione di benessere dell'occhio. Le gocce oculari sterili TG1 occhi sono a base di Euphrasia officinalis ad azione antisettica, rinfrescante e reidratante, Helicrysum italicum ad azione calmante e fotoprotettiva, Echinacea angustifolia e Uncaria tomentosa ad azione antiarrossamento e antipruriginosa, utile coadiuvo nelle forme irritative ed allergiche. Caratteristiche: PH fisiologico: rispetto della fisiologia dell'occhio e della mucosa oculare Senza conservanti Confezione monodose sterile ergonomica, di facile apertura e con cappuccio richiudibile Indicato per uso frequente e adatto anche per i bambini TG1 occhi è un dispositivo medico CE 0546. Componenti: Uncaria tomentosa TM, Euphrasia officinalis TM, Helicrysum italicum TM, Echinacea angustifolia TM, in soluzione isotonica tamponata a pH fisiologico. Senza conservanti. Modo d'uso Applicare 2-3 gocce di prodotto in ciascun occhio, esercitando una leggera pressione sul corpo della monodose e quindi chiudere la monodose con il proprio cappuccio. Utilizzare il prodotto residuo entro 24 ore dall'apertura. Formato 10 monodose sterili richiudibili da 0,5 ml Cod.3034