

HERBATINT 4M CASTANO MOGANO 150 ML

Marchio: Bierba
Codice Min.: 8016744500166
Link: [clicca qui per acquistare](#)



HERBATINT 4 M Colorazione permanente senza ammoniaca, con 8 estratti vegetali biologici, in grado di coprire il 100% dei capelli bianchi per un risultato naturale, intenso e ricco di riflessi. I capelli ritrovano luminosità e gioia di vivere, subito più sani e naturalmente belli. Dermatologicamente testata su pelle sensibile, offre un'ottima compatibilità con la pelle. Questo risultato conferma la qualità distintiva del marchio e l'unicità della sua formula finemente bilanciata. Il rivelatore contiene una bassa concentrazione di perossido di idrogeno (inferiore al 3% dopo la miscelazione, equivale a 10 volumi), quantità che risulta nettamente inferiore al limite consentito del 6% dalla legislazione europea (EC NO 1223/2009). Ideali per aggiungere riflessi castano e rosso naturale ai capelli spenti, le nuance M (Mogano) sono formulate per vivere un'esperienza di colorazione che dona maggiore personalità al proprio look. Adatti alle carnagioni chiare tendenti a toni rosati intensificano la base del colore.

Herbatint utilizza ingredienti gluten free e Nickel tested. Adatto per i vegani. Modalità d'uso Miscelare il colore e il rivelatore, in una ciotola di plastica o vetro (non in metallo) in parti uguali e in misura sufficiente secondo la lunghezza ed il volume dei capelli. Mescolare con un pennello fino ad ottenere una consistenza gel e applicare il prodotto sui capelli asciutti e non lavati, iniziando dalle radici. Lasciare agire per 40 minuti, è importante rispettare scrupolosamente il tempo di posa. Risciacquare abbondantemente e applicare lo Shampoo Normalizzante della linea Herbatint. Dopo lo shampoo completare il trattamento con la Gelatina Reale, balsamo rigenerante della linea Herbatint, lasciando agire per 5 minuti. Risciacquare accuratamente ed abbondantemente finché l'acqua non sarà completamente chiara. Sciacquare mettendo la testa indietro, per evitare il contatto del prodotto con gli occhi. Il prodotto non utilizzato e non miscelato può essere conservato per successive applicazioni, richiudere con cura i flaconi con il prodotto non utilizzato facendo attenzione a non invertire i due tappi. Maggiori dettagli all'interno del foglietto illustrativo contenuto nella scatola. Cod. ITN4M