

HYALURON PLUS ACIDO IALURONICO 50 ML

Marchio: -
Codice Min.: 982390977
Link: [clicca qui per acquistare](#)



HyalurOn Plus Descrizione HyalurOn Plus è una soluzione innovativa di acido ialuronico in forma liquida per assunzione orale. È un'integrazione orale di acido ialuronico, che esiste in natura in tutti gli organismi viventi ed è prodotto naturalmente dal corpo umano, è una molecola altamente idrofila, concentrata nel liquido sinoviale delle articolazioni, nell'umor vitreo degli occhi oltre ad essere un componente fondamentale del tessuto connettivo. L'acido ialuronico contenuto in HyalurOn Plus è uno dei più puri e ad alto peso molecolare attualmente disponibile. Il peso molecolare non è inferiore a 2,4 milioni di Dalton. L'acido ialuronico utilizzato in HyalurOn Plus non deriva da fonti animali. L'acido ialuronico è uno speciale mucopolisaccaride naturalmente presente nel corpo umano, una delle sostanze maggiormente ricercate in medicina, che può vantare migliaia di studi clinici, soprattutto nel campo ortopedico e in quello della chirurgia oftalmica. Le sue

funzioni nel corpo comprendono, tra le altre cose, quella di veicolare l'acqua e di lubrificare le parti mobili del corpo, quali le articolazioni e i muscoli. Grazie alla sua consistenza e all'affinità con i tessuti, viene utilizzato nei prodotti per la cura della pelle come eccellente idratante. L'acido ialuronico è una delle molecole che assorbe maggiormente l'acqua in natura, per cui è considerato un idratante naturale: aumenta la plasticità della pelle e riduce le rughe, lubrifica e protegge la cartilagine prevenendo l'invecchiamento articolare, è il miglior idratante dei tessuti disponibile in natura, mantiene gli occhi limpidi e in salute e svolge un'azione cicatrizzante. **Ingredienti** Acqua, sodio cloruro, sodio ialuronato (acido ialuronico); correttore di acidità: acido citrico; conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato. **Senza glutine.** **Caratteristiche nutrizionali** Valori medi 100 ml 3 ml Acido ialuronico 0,8 g 24 mg **Modalità d'uso** Diluire 1 ml di prodotto in un bicchiere d'acqua, da 1 a 3 volte al giorno. È importante utilizzare HyalurOn Plus ogni giorno, soprattutto la prima confezione. Si raccomanda di utilizzare il prodotto come prima cosa al mattino (è un buon modo per abituarsi ad usarlo tutti i giorni). **Avvertenze** Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Se il sigillo è manomesso, non utilizzare il prodotto. La densità del liquido può variare con la temperatura ma non è indice di alterazione del prodotto. **Conservazione** Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente (non oltre i 25 °C). Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, una volta aperto conservare in frigorifero. **Validità a confezionamento integro:** 24 mesi. **Validità post-apertura:** 45 giorni. **Formato** Flacone da 50 ml **Cod.** NHYA50