

KELAIRON CREMA 30 ML

Marchio: PIAM FARMACEUTICI
Codice Min.: 975454113
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Kelairon Crema Descrizione Dispositivo medico per applicazione topica. Kelairon, per le sue proprietà antiossidanti, associate all'attività chelante nei confronti degli ioni metallici, è utile nelle discromie conseguenti ad ecchimosi, ecchimosi post-chirurgiche, discromie emosideriniche post-scleroterapiche, discromie da IVC (Insufficienza Venosa Cronica) e da ulcere flebostatiche, nonché nei trattamenti post-laser non

ablativi, laser per epilazione e vascolare. Modalità d'uso Due applicazioni al giorno sino alla scomparsa del sintomo. Composizione Acqua, lattoferrina LPD's (lipid's technology), glicerina, propilen-glicole, gomma xantano, metil-sulfonilmetano, tinovis ADE, fenossietanolo, trietanolammina, EDTA. Avvertenze Controindicato in caso di ipersensibilità accertata verso i componenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifici, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di eventuali effetti indesiderati non descritti nel foglietto illustrativo. Nelle donne in gravidanza e in allattamento e nei bambini, l'uso del dispositivo deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sotto consiglio medico. Il prodotto va utilizzato solo su cute integra. L'uso contemporaneo di creme e/o similari sulla medesima parte anatomica può precludere l'efficacia del dispositivo. Conservazione Conservare la confezione ben chiusa e a temperatura ambiente in luogo asciutto, al riparo da luce e fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Formato Tubo da 30 ml.