

LACRICOMPLEX SOLUZIONE OFTALMICA MULTIMOLECOLARE LUBRIFICANTE PROTETTIVA 10 ML

Marchio: FB VISION
Codice Min.: 944620285
Link: [clicca qui per acquistare](#)



LACRICOMPLEX con GlicoPro Descrizione Lacricomplex è una soluzione oftalmica lubrificante, protettiva, idratante, lenitiva e antiossidante, contenente GlicoPro, un complesso multimolecolare a base di proteine, glicosaminoglicani solforati e non solforati veicolato da una base mucinica costituita da idrossipropilmetilcellulosa (HPMC). I glicosaminoglicani, in particolare, costituiscono una parte importante del glicocalice della superficie cellulare, e possono rappresentare dei ligandi per molte molecole come fattori di crescita, citochine, chemochine che modulano la risposta infiammatoria. Lacricomplex contiene pertanto una tripla componente mucinica insieme a una componente mucoproteica e una proteica ad azione lubrificante, idratante, antiossidante e protettiva che risulta utile nel trattamento della secchezza oculare, anche come

coadiuvante in presenza di irritazione e infiammazione provocata da condizioni ambientali o da stress meccanici. Lacricomplex, inoltre, favorisce i fisiologici processi riparativi a livello corneale e supporta il ripristino della funzionalità delle terminazioni nervose corneali, che diminuisce in caso di sindrome dell'occhio secco. La soluzione oftalmica è contenuta in un flacone di tipo tecnologico che consente di evitare l'uso di conservanti nel prodotto e permette un'agevole erogazione di tutto il volume di liquido. Lacricomplex, grazie alla sua azione lubrificante, protettiva, idratante, lenitiva e antiossidante dei suoi componenti, consente di trattare i sintomi della secchezza oculare, anche come coadiuvante in presenza di irritazione e infiammazione provocata da condizioni ambientali o da stress meccanici. Inoltre, Lacricomplex risulta utile nel promuovere i fisiologici processi di riparazione corneale e supporta il ripristino delle terminazioni nervose corneali, alterate in corso di secchezza oculare. Modalità d'uso Instillare una o due gocce in ciascun occhio 3-4 volte al giorno o secondo parere del medico. Il prodotto può essere utilizzato con lenti a contatto indossate. Componenti GlicoPro 10%, HPMC 0,2%, acido borico 0,25%, sodio tetraborato 0,03%, sodio cloruro 0,81%, acqua depurata q.b. a 100 ml. Avvertenze Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto. Non utilizzare in caso di allergia e ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto. Non toccare la superficie oculare con il beccuccio contagocce. Richiudere bene il flacone dopo l'uso. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. Somministrare il prodotto almeno 5 minuti prima o dopo la somministrazione di altri prodotti per uso topico oftalmico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare il prodotto se la confezione appare danneggiata. In caso di reazioni avverse interrompere l'utilizzo e contattare uno specialista. Non ingerire. Conservazione Conservare il prodotto a temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C. Validità a confezionamento integro: 20 mesi. Validità post-apertura: 60 giorni. Formato Flacone da 10 ml Cod. 10051710IT