

LISTERINE COOLMINT 500 ML

Marchio: LISTERINE
Codice Min.: 3574660686135
Link: [clicca qui per acquistare](#)



LISTERINE COOLMINT C O L L U T O R I O Se utilizzato due volte al giorno, protegge per 24 ore dalla placca, rinfresca l'alito ed Elimina il 99% dei batteri in test di laboratorio. È clinicamente provato che: - previene e riduce la placca, principale causa di disturbi gengivali; - rinfresca l'alito. Modalità d'utilizzo Per aprire: premere alla base del tappo e girare. Per chiudere: girare il tappo fino a bloccarlo. Efficace soprattutto se usato mattina e sera dopo lo spazzolino. Versare 20 ml di prodotto (4 cucchiaini) in un bicchiere, effettuare un risciacquo per 30 secondi, facendo passare bene il liquido in tutta la bocca. Non ingerire. Avvertenze Non adatto ai bambini di età inferiore ai 12 anni. Non usare se la bottiglia è danneggiata. Non diluire, ingerire o bere dalla bottiglia. Componenti Aqua, Alcohol, Sorbitol, Poloxamer 407, Benzoic Acid, Sodium Saccharin, Eucaliptol, Arome, Methyl Salicylate, Thymol, Menthol, Sodium Benzoate, CI 42053.

Formato Flacone da 500 ml Cod. 8681600