

## MEDICAZIONE POST OPERATORIA MEDIPRESTERIL DELICATA TNT 10X10CM 5 PEZZI

**Marchio:** MEDI PRESTERIL  
**Codice Min.:** 943808319  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Medipresteril Medicazioni post-operatorie Descrizione Medicazioni post-operatorie delicate sterili in tessuto non tessuto per l'assorbimento degli essudati. Ipoallergenico, garza alto spessore, privo di solventi, dermatologicamente testato. Modalità d'uso 1) Pulire ed asciugare con cura la zona interessata. 2) Togliere il cerotto dalla confezione. 3) Rimuovere una delle due alette protettive ed applicare la prima metà del cerotto prevedendo che la garza sia centrata sulla ferita. 4) Rimuovere la seconda aletta protettiva e completare l'applicazione del cerotto. 5) Premere e distendere il cerotto con cura. 6) Attendere qualche minuto per una perfetta aderenza alla pelle. 7) La sovrapposizione del cerotto su se stesso potrebbe renderne difficoltosa la rimozione. Avvertenze Solo l'integrità dell'involucro interno garantisce la

sterilità del prodotto. Non contengono PVC. Per uso topico. Monouso. Conservazione Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla polvere, lontano da fonti calore e dalla portata dei bambini. Validità a confezionamento integro: 60 mesi. Formato Confezione da 5 cerotti da 10x10 cm. Confezionati singolarmente. Cod. PM289