

MILICE MOUSSE TERMOSENS 150 ML

Marchio: MILICE
Codice Min.: 906027230
Link: [clicca qui per acquistare](#)



MILICE Presidio Medico Chirurgico. Schiuma termosensibile per uso topico, con formulazione a base di piretrine naturali, efficace contro le parassitosi umane che colpiscono i capelli, il pube e le altre zone pilifere del corpo. Esistono 3 tipi di pidocchi che infettano gli uomini. Pediculosi del cuoio capelluto: i pidocchi vivono sui capelli nella parte più vicina al cuoio capelluto e depositano piccole uova bianche più facilmente sulla nuca o dietro alle orecchie. Pediculosi del pube: i pidocchi del pube sono molto piccoli e assomigliano a macchie marroni o grigie della pelle; causano solitamente un intenso prurito e depositano piccole uova bianche sulla zona pilifera, generalmente quella più vicina alla superficie cutanea. I pidocchi del pube sono trasmissibili sessualmente, perciò i partner devono

essere trattati simultaneamente per evitare reinfestazioni. Pediculosi del corpo: i pidocchi del corpo e le loro uova si trovano generalmente nelle cuciture degli abiti, particolarmente a livello della vita e delle ascelle, da dove si trasferiscono sulla pelle per nutrirsi. Distribuita sulla zona e lievemente massaggiata, la schiuma di Milice assume immediatamente una consistenza liquida per effetto del calore corporeo; ciò permette ai suoi principi attivi di raggiungere ogni punto della zona interessata e permanere a contatto con gli agenti infestanti, esplicando una completa ed efficace azione anche sulle uova depositate lungo i capelli ed i peli. Modalità d'uso Agitare prima dell'uso la bomboletta di Milice. Capovolgere completamente il contenitore ed erogare la schiuma. Applicare la schiuma sui capelli e sui peli asciutti. Massaggiare per 2-3 minuti fino a quando i capelli o i peli saranno completamente umidi; per capelli lunghi, dividerli in segmenti ed applicare dalla base verso la punta fino a che non saranno completamente umidi. Lasciare Milice sulla zona trattata per almeno 10 minuti, quindi lavarla con uno shampoo. Rimuovere tutti i pidocchi morti e le lendini con un pettine a denti fitti. Si consiglia di ripetere il trattamento entro 8-10 giorni. Controllate tutti i membri della famiglia per verificare la presenza di pidocchi e trattateli se necessario. Avvertenze Evitare il contatto con gli occhi; qualora succedesse, sciacquateli immediatamente con acqua. Lavatevi accuratamente le mani dopo l'uso. L'uso intenzionale per inalare il contenuto è pericoloso. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Mantenere in posizione eretta. Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 30°C. Non perforare ne bruciare neppure dopo l'uso. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare lontano da alimenti, o mangimi e da bevande. Usare con cautela su pelli delicate, in particolare nei bambini il trattamento dovrà essere effettuato ad intervalli distanziati. Da non usare su pelli abrase o su ferite. Non eccedere nell'uso. In soggetti sensibili può provocare irritazione cutanea. Se compare un'irritazione cutanea o un'infezione, consultate il vostro medico. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Estremamente Infiammabile. Non

vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Componenti 100 g di prodotto (pari a 111,7 ml) contengono: piretrine g 0,165, piperonil butossido g 1,650, coformulanti, propellente e acqua purificata q.b. a 100 g. Contiene 35% in massa di componenti infiammabili. Formato Bombola con valvola dosatrice dal contenuto netto di 150 ml.