

OPTIVE UD SOLUZIONE OFTALMICA 30 FLACONCINI MONODOSE 0,4 ML

Marchio: OPTIVE
Codice Min.: 5016007202977
Link: [clicca qui per acquistare](#)



optive UD Dispositivo Medico CE 0459 sterile. La formula a doppia azione, di Optive UD procura un sollievo duraturo, lubrifica la superficie dell'occhio ed idrata le cellule della superficie oculare ripristinando il naturale equilibrio osmotico. Soluzione sterile unidose, senza conservanti, che contiene carbossimetilcellulosa sodica, glicerina, levocarnitina e eritrolo. È adatto per l'uso post intervento Lasik per alleviare la secchezza oculare ed il fastidio dopo l'operazione, compatibile con tutti i tipi di lenti a contatto. Modalità d'uso Porre 1 o 2 gocce nell'occhio(i), secondo necessità. Precauzioni Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno dei componenti. Non ingerire la soluzione. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei

bambini. Lasciare passare 5 minuti tra la somministrazione di prodotti oftalmici. Non utilizzare se il flaconcino unidose è danneggiato. Per evitare qualsiasi contaminazione, non toccare il contagocce con alcuna superficie, ed evitare il diretto contatto con l'occhio. Utilizzare una sola volta e gettare via. Avvertenze Questo prodotto non contiene preservanti e deve essere applicato immediatamente dopo l'apertura del contenitore per evitare la contaminazione e la possibilità di infezioni. Se il problema persiste, consultare lo specialista. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Componenti Carbossimetilcellulosa sodica; glicerina; levocarnitina; eritritolo. Formato 30 flaconcini unidose contenenti 0,4 ml. Cod. 93416IT