

PAIDENT BABY GEL 10 ML

Marchio: RIWA
Codice Min.: 979233816
Link: [clicca qui per acquistare](#)



PAIDENT Baby Gel BioAttivo Descrizione Gel ad applicazione topica da utilizzare la sera dopo aver spazzolato i denti. Formula brevettata a base di sostanze di origine naturali, capace di veicolare efficacemente il fluoro in piccole dosi da applicare direttamente sui denti. Innescano un'azione bioattiva: si forma uno scudo naturale contro le carie che permette allo smalto di crescere sano. Dai 6 mesi ai 6 anni. Modalità d'uso Per l'utilizzo iniziale di Paident caricare il sistema airless premendo più volte fino alla fuoriuscita del gel. Applicare 1 volta al giorno la sera, prima di coricarsi. Spazzolare accuratamente i denti, preferibilmente con un dentifricio senza fluoro. Collocare una prima dose di gel sull'applicatore e distribuire sull'arcata inferiore. Collocare una seconda dose sull'applicatore e distribuire sull'arcata superiore. Evitare di sciacquarsi la bocca, bere e mangiare onde permettere ai componenti di Paident di agire. Volendo si può espellere

l'eventuale eccedenza di prodotto. Dalla fuoriuscita del primo dentino fino ai 12 mesi, collocare su un cotton-fioc la dose sufficiente per ricoprire i dentini. Da 1 a 2 anni di età, applicare una sola dose da distribuire con l'applicatore sui dentini. Componenti Aqua, glycerin, Cocos nucifera oil, Theobroma cacao seed butter, cellulose gum, xylitol, sorbitol, propylene glycol, rebaudioside A, Boswellia serrata resin extract, Commiphora myrrha resin extract, colloidal silver, calcium carbonate, monofluorofosfato di sodio (700 PPM), sodium stearyl glutamate, sodium benzoate, benzyl alcohol, potassium sorbate, dehydroacetic acid, phenoxyethanol, aroma. Avvertenze Per un corretto dosaggio premere a fondo l'erogatore. Sciacquare l'applicatore dopo il suo utilizzo. Consultare l'odontoiatra o il pediatra: valuterà la qualità dello smalto per decidere se indicare la somministrazione di una dose addizionale da applicare durante la giornata. In caso di dose addizionale, evitare, dopo l'applicazione, di bere e mangiare per almeno due ore. Fino a 6 anni si raccomanda l'utilizzo sotto la supervisione di un adulto, per evitare il somministro di dosi supplementari. In caso di assunzioni di fluoro anche da altre fonti, si consiglia di consultare il medico. Conservazione Conservare lontano da fonti di calore. Non refrigerare. Validità post-apertura: 9 mesi. Formato Flacone da 10 ml