

PERIO AID INTENSIVE CARE 0,12% 500 ML

Marchio:

-

Codice Min.:

971299918

Link:

[clicca qui per acquistare](#)



PERIO AID Intensive Care Descrizione Collutorio senza alcool che combatte il biofilm orale. Indicato prima e dopo le cure odontoiatriche e in persone con eccessiva formazione di placca dentale (biofilm orale). Composizione Clorexidina digluconato 0,12%, cetilpiridinio cloruro 0,05%. Modalità d'uso Effettuare uno sciacquo di circa 30 secondi con 15 ml di prodotto non diluito. Ripetere l'applicazione due volte al giorno, mattina e sera dopo l'igiene orale meccanica. Non ingerire. Si raccomanda di non effettuare un risciacquo con acqua dopo l'uso di Perio Aid Intensive Care Collutorio. La maggior parte dei dentifrici contiene composti anionici che riducono l'efficacia della clorexidina. Pertanto dopo l'uso di questi prodotti e prima di usare Perio Aid Intensive Care Collutorio, sciacquare la bocca

3 volte con abbondante acqua. Perio Aid Intensive Care Gel non contiene questi agenti anionici e, di conseguenza, è totalmente compatibile con l'uso di Perio Aid Intensive Care Collutorio. Avvertenze Effetti collaterali: - in certi casi può apparire una alterazione del gusto e, in molte rare occasioni, irritazione nella lingua, entrambi gli effetti diminuiscono con l'uso continuo del prodotto. - questo prodotto contiene clorexidina che, temporaneamente, può pigmentare denti e lingua. Tale evento può presentarsi occasionalmente solo dopo un uso prolungato e in presenza di alcuni alimenti e bevande cromogene, quali ad esempio vino rosso, caffè, tè e nel caso di fumatori. - queste pigmentazioni non sono permanenti e si possono evitare con una buona igiene orale, con lo spazzolamento e l'uso di prodotti per l'igiene interprossimale prima di usare il collutorio. Le pigmentazioni possono sempre essere eliminate dal professionista del cavo orale. - sono stati riferiti casi, seppure molto rari, di infiammazione delle ghiandole parotidiche, che scompaiono con la sospensione del trattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare in caso di sensibilità ad alcuno degli ingredienti. Conservazione Non esporre a luce solare diretta. Formato Flacone da 150 ml e 500 ml. Cod. 32082, 32083