

## PLACCA PER UROSTOMIA PIANA SENSURA MIO CLICK WE 50MM 10-45 5PEZZI

**Marchio:** COLOPLAST  
**Codice Min.:** 924932041  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



SenSura Mio Click Dispositivo medico CE. Placche adesive, con sistema d'aggancio meccanico per le sacche SenSura Mio per colo e ileostomia e per le sacche SenSura Mio per urostomia. Presentano 4 asole per l'aggancio di apposita cintura BRAVAR di sostegno. La placca è di forma ovale con flangia di attacco per la sacca. La placca è disponibile nella versione ritagliabile. L'adesivo è elastico, formato da due strati; ha forma ovale e la sua struttura è reticolare per garantire sicurezza e protezione alla cute. È inoltre studiata per garantire elasticità per seguire i movimenti e le forme del corpo: - Nello strato superiore la speciale struttura a reticolo ingloba idrocolloidi di piccole dimensioni: a contatto con le deiezioni si trasforma in un gel coeso e compatto, con alta resistenza all'erosione. Si crea così un sigillo protettivo che riduce

l'insorgere di infiltrazioni. - Nello strato inferiore la struttura a reticolo ingloba idrocolloidi di grandi dimensioni che garantiscono una ottima capacità di assorbimento e la creazione dell'ambiente umido che favorisce la riparazione tissutale. La rete polimerica, qui più soffice, permette a questo strato di adattarsi perfettamente alle irregolarità della cute offrendo al contempo un'elevata adesività istantanea. Questo strato presenta una composizione atta a garantire elasticità, perché l'adesivo segua al meglio i movimenti e le forme del corpo. - L'adesivo è disponibile in versione ritagliabile fino alla misura desiderata (seguendo la guida stampata sulla carta siliconata che protegge la superficie adesiva). - L'adesivo ha una guida per il taglio semplice: i cerchi di taglio sono morbidi, vi sono diverse dimensioni di taglio con forti contrasti per gli utenti con scarsa capacità visiva, i cerchi non si intersecano. - SenSura ha una linguetta per la rimozione dell'adesivo molto visibile, con impugnatura facilitata a forma di pollice. Prodotto monouso. Non contiene lattice. Non contiene ftalati. Caratteristiche TipoCodice Commerciale FlangiaRitaglioCodice CNDCodice ISOCodice GMDN SenSura Mio Click placca1050240mm10-35A10020109.18.05.003 48159 Sensura Mio Click placca1050340mm20-35A10020109.18.05.003 48159 SenSura Mio Click placca1050440mm25-35A10020109.18.05.003 48159 SenSura Mio Click placca1051250 mm10-45A10020109.18.05.00348159 SenSura Mio Click placca1051350mm30-45A10020109.18.05.003 48159 SenSura Mio Click placca1052260mm10-55A10020109.18.05.003 48159 SenSura Mio Click placca1052360mm40-55A10020109.18.05.003 48159 Conservazione Si raccomanda di conservare il prodotto nella confezione originale intatta al riparo dalla luce e dall'umidità, ad una temperatura costante compresa tra 15° ed i 30°C. Formato Scatola da 5 pezzi.