

RENOVA TRE COLLIRIO A BASE DI TREALOSIO E ACIDO IALURONICO 10 ML SENZA CONSERVANTI

Marchio: RENOVA
Codice Min.: 978869030
Link: [clicca qui per acquistare](#)



RENOVA TRE Descrizione Collirio idratante dall'azione intensiva, adatto per alleviare i sintomi gravi e moderati degli occhi secchi. Grazie all'azione combinata di trealosio e acido ialuronico Renova Tre idrata, lubrifica, ripristina a lungo il film lacrimale. Il dispositivo medico è utilizzabile anche in caso di lenti a contatto. Senza conservanti. Il collirio è adatto in caso di occhi sensibili anche indossando lenti a contatto. L'uso regolare allevia i sintomi degli occhi secchi, prurito, bruciore e sensazione di corpo estraneo, causati da fattori ambientali quali aria secca, vento, fumo, inquinamento atmosferico, luce eccessiva, chirurgia oculare e uso di lenti a contatto. Componenti Trealosio 2,0%, acido ialuronico 0,25% in soluzione sterile isotonica, tamponata a basso fosfato. Modalità d'uso Applicare 1-2 gocce negli occhi 1-3 volte al giorno, secondo necessità. Rimuovere il sigillo del cappuccio quando si apre il flacone per la

prima volta. Rimuovere il cappuccio per l'applicazione e rimmetterlo immediatamente dopo l'uso. Premere il flacone solo quando la punta è rivolta verso il basso. Il dispositivo medico è utilizzabile anche indossando lenti a contatto. Avvertenze Non usare se si è sensibili a uno degli ingredienti. Non usare il flacone se danneggiato. Ogni flacone deve essere utilizzato da un solo utente. Non toccare l'occhio o le lenti a contatto con la punta del flacone. Non toccare la punta del flacone con le dita. Non premere il flacone con il cappuccio. Utilizzare entro sei mesi dall'apertura del flacone ed entro la data di scadenza. Un leggero offuscamento temporaneo della vista potrebbe verificarsi subito dopo l'applicazione. È quindi consigliabile attendere alcuni secondi prima di continuare qualsiasi attività che richieda una visione chiara. Far trascorrere almeno 10-15 minuti tra le applicazioni di qualsiasi altro preparato oftalmico. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservazione Conservare a 15-30°C, proteggere dalla luce diretta del sole e dal gelo. Smaltire la bottiglia vuota in modo appropriato. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Validità post-apertura: 6 mesi. Formato Confezione da 10 ml.