

RINOREX BICARBONATO 25 FIALE MONODOSE DA 3 ML

Marchio: Stewart Italia
Codice Min.: 925705764
Link: [clicca qui per acquistare](#)

RINOREX BICARBONATO 25 FIALE MONODOSE DA 3 ML



Soluzione salina ipertonica al 3% di NaCl, a pH controllato e tamponata con sodio bicarbonato. È una soluzione sterile pronta all'uso, indicata in aerosolterapia come coadiuvante nel trattamento delle affezioni respiratorie, anche di natura virale, con compromissione della clearance muco-ciliare.

Posologia e modo d'uso

Lavare con accuratezza l'ampolla di nebulizzazione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del produttore del device inalatorio utilizzato. Versare il contenuto della fiala nell'ampolla di nebulizzazione ed inspirare.

Componenti

Aqua, sodium chloride, sodium bicarbonate.

Avvertenze

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Il prodotto è solo per uso inalatorio. La fiala non è destinata ad uso orale. La fiala è monodose e monouso, non richiudibile e non riutilizzabile una volta aperta.

Controindicazioni

Ipersensibilità verso i componenti. L'uso, specie se prolungato, può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione; dove ciò si verifici, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

Conservazione

Non conservare il prodotto al di sopra di 25°C e tenere il prodotto al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza, la data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.

Formato

Confezione contenente 25 fiale monodose sterili da 3 ml.