

## RINOREX BICARBONATO 25 FIALE MONODOSE DA 3 ML

**Marchio:** Stewart Italia  
**Codice Min.:** 925705764  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

### RINOREX BICARBONATO 25 FIALE MONODOSE DA 3 ML



Soluzione salina ipertonica al 3% di NaCl, a pH controllato e tamponata con sodio bicarbonato. È una soluzione sterile pronta all'uso, indicata in aerosolterapia come coadiuvante nel trattamento delle affezioni respiratorie, anche di natura virale, con compromissione della clearance muco-ciliare.

#### Posologia e modo d'uso

Lavare con accuratezza l'ampolla di nebulizzazione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del produttore del device inalatorio utilizzato. Versare il contenuto della fiala nell'ampolla di nebulizzazione ed inspirare.

#### Componenti

Aqua, sodium chloride, sodium bicarbonate.

#### Avvertenze

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Il prodotto è solo per uso inalatorio. La fiala non è destinata ad uso orale. La fiala è monodose e monouso, non richiudibile e non riutilizzabile una volta aperta.

#### Controindicazioni

Ipersensibilità verso i componenti. L'uso, specie se prolungato, può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione; dove ciò si verifici, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

#### Conservazione

Non conservare il prodotto al di sopra di 25°C e tenere il prodotto al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza, la data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.

Formato

Confezione contenente 25 fiale monodose sterili da 3 ml.