

## SEDO CALCIO PLUS AEROSOL SOLUZIONE 100 ML

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 938685789  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**SEDO CALCIO PLUS** Descrizione Soluzione a base di acido ialuronico e acqua sulfurea, utile per lubrificare e pulire il cavo orofaringeo. Permette, attraverso un film protettivo, di creare una protezione da agenti irritanti come polveri sottili, fumo e smog. L'utilizzo nelle varie applicazioni (fumenti e aerosol) permette di tenere protette le alte vie respiratorie, impedendo agli agenti irritanti di intaccarle. Componenti Acqua depurata, sodio cloruro, sodio solfuro, sodio ialuronato, fenossietanolo, sodio benzoato, potassio sorbato, acido fosforico. Modalità d'uso Fumenti:- adulti: due misurini da 5 ml in mezzo litro d'acqua, per quattro applicazioni al giorno, per 5 giorni. Aerosol: - bambini: un misurino da 3 ml per due applicazioni al giorno, per 5 giorni.- adulti: un misurino da 5 ml per due applicazioni al giorno, per 5 giorni. Avvertenze Evitare l'utilizzo nei casi in cui si evidenziasse un'ipersensibilità individuale ai componenti. Rivolgersi ad

un medico qualora vi fosse ipersensibilità nei confronti dei componenti. Non utilizzare se allergici ad uno dei componenti. Evitare il contatto con gli occhi, nel caso di contatto accidentale lavare gli occhi con abbondante acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se il confezionamento non si presenta integro. Non superare i giorni e le dosi consigliate. Conservazione Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Richiudere il flacone dopo l'uso. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Flacone da 100 ml. Cod. 410