

SINATOP YOUDERM CREMA INTENSIVA TUBO 40 ML

Marchio: YOUDERM
Codice Min.: 8012992009604
Link: [clicca qui per acquistare](#)



You-Derm SinATOP CREMA INTENSIVA TRATTAMENTO DERMATITE ATOPICA BENEFICI Crema con formulazione specifica per il trattamento del prurito, del bruciore e del dolore associati a vari tipi di dermatite, tra cui le dermatiti atopiche lievi e moderate, e quelle da contatto. Grazie alla sua azione mirata, contribuisce al miglioramento della xerosi cutanea, idratando la pelle e favorendo la guarigione delle lesioni. FORMULA Non contiene sostanze allergizzanti, derivati del latte, profumi, alcool e parabeni. La sua formulazione, studiata per idratare la pelle in profondità, senza alterarne gli equilibri, contiene: Acido ialuronico, un elemento fondamentale del derma, che aiuta la respirazione cellulare e accelera i processi di cicatrizzazione delle lesioni; Burro di Karitè, un estratto

vegetale con forte azione idratante, particolarmente indicata per pelli secche e con predisposizione alla dermatite atopica; Acido Glicirretico, un estratto della liquirizia idratante e quindi lenitivo del prurito; Vitis vinifera, estratto della vite con effetto antiossidante e protettivo, utile nel contrastare la formazione dei radicali liberi; Telmesteina, una molecola con effetto antiossidante e antinvecchiamento; Vitamine C, E, note per la loro attività antiossidante. COMPOSIZIONE (WATER), ETHYLEXYL PALMITATE, BUTYROSPERMUN PARKII, PENTYLENE GLYCOL, ARACHIDYL ALCOHOL, BEHENIL ALCOHOL, ARACHIDYL GLUCOSIDE, GLYCERIL STEARATE, PEG-100 STEARATE, BUTYLENE GLICOL, GLYCIRRETHYNIC ACID, CAPRYLOYL GLYCINE, BISABOLOL, TOCOPHERYL ACETATE, CARBOMER, ETHYLEXYLGLYCERIN, PIROCTONE OLAMINE, SODIUM YDROXYDE, ALLANTOIN, DMDM HYDANTOIN, VITIS VINIFERA, SODIUM HYALURONATE, DISODIUM EDTA, ASCORBYL TETRAISOPALMITATE, PROPYL GALLATE, TELMESTEINE. CONTROINDICAZIONI contiene Burro di Karitè. Consultare il medico prima dell'utilizzo, in caso di allergia e/o ipersensibilità a uno degli ingredienti indicati. PRECAUZIONI E AVVERTENZE Non utilizzare il prodotto se il tubo è aperto o danneggiato. Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti dirette di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. MODALITÀ D'USO Prima dell'uso, lava accuratamente le mani. Applicare Youderm Sinatop Crema Intensiva sull'area interessata tre volte al giorno (o secondo necessità) e massaggiare delicatamente la pelle. Il prodotto è indicato in caso di dermatite atopica e/o da Contatto allergica anche in fase acuta e può essere usato in associazione a eventuali trattamenti farmacologici in corso. Adatto a tutte le età (lattanti, bambini e adulti). Per uso topico, evitare il contatto con gli occhi. FORMATO Tubetto da 100 ml