

SOLUZIONE OFTALMICA COQUN 10 ML

Marchio: VISUFARMA
Codice Min.: 934485564
Link: [clicca qui per acquistare](#)



COQUN SOLUZIONE OFTALMICA Soluzione oftalmica sterile in flacone da 10 ml, senza conservanti, con Coenzima Q10 e Vitamina E TPGS, due molecole ad azione antiossidante. È un dispositivo medico indicato come trattamento complementare alla terapia ipotonizzante nel glaucoma, poiché utile nel contrastare i danni ossidativi strettamente legati alla patologia. Modalità d'utilizzo Instillare 1-2 gocce di soluzione nel sacco congiuntivale di ciascun occhio 2-3 volte al giorno o secondo diverso parere del proprio oculista. Prima dell'uso rimuovere l'anello tamper-evident. Rimuovere il tappo. Instillare almeno 10 minuti dopo la somministrazione di altri medicinali. Instillare 1/2 gocce nel sacco congiuntivale di ciascun occhio tirando leggermente la palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l'alto. Erogare il prodotto premendo

leggermente il flacone. Dopo l'uso, richiudere immediatamente il contenitore. La soluzione può essere riutilizzata entro 2 mesi dopo la prima apertura. Composizione per 100 ml Coenzima Q10 100 mg Vitamina E TPGS (D-tocoferil polietilenglicole 1000 succinato) 500 mg Soluzione Isotonica tamponata q.b. a ml 100 Avvertenze Non utilizzare il prodotto se allergici o ipersensibili ad uno qualsiasi dei componenti. Nel caso di comparsa di reazioni avverse sospendere l'uso, rivolgendosi al proprio oculista. Il prodotto può essere instillato anche durante l'uso di lenti a contatto. Instillare il prodotto almeno 10 minuti prima o dopo l'utilizzo di farmaci ipotonizzanti. Il prodotto mantiene la sua sterilità fino a 60 giorni dalla prima apertura del flacone. Lavare le mani prima di applicare il prodotto. Non toccare gli occhi con la punta del flacone. Non usare il flacone se danneggiato. Uso oftalmico, non ingerire. Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, a temperatura ambiente. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Confezione Flacone da 10 ml senza conservanti con sistema OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser).