

SOLUZIONE OFTALMICA ISOTONICA PUROFLOG CON ECTOIN HYDRO COMPLEX 20 FLACONCINI MONODOSE X 0,5 ML

Marchio: NTC
Codice Min.: 982406934
Link: [clicca qui per acquistare](#)

PuroFLOG Descrizione Soluzione oftalmica isotonica con ectoin hydro complex, una molecola 100% naturale, cito-protettiva, con proprietà antinfiammatorie e in grado di stabilizzare le membrane cellulari. Grazie all'ectoin hydro complex, PuroFLOG garantisce una forte diminuzione dei mediatori infiammatori e contribuisce alla guarigione delle ferite dopo un intervento chirurgico oculare e/o lesioni oculari. Allevia i sintomi dell'irritazione oculare: occhi rossi, secchi, prurito e sensazione di corpo estraneo entro 30 secondi dalla somministrazione. È adatto a tutte le età, anche in caso di occhi sensibili. Compatibile con l'uso di lenti a contatto. Senza conservanti. Modalità d'uso Se non diversamente prescritto dal medico, applicare 1-2 gocce per occhio, più volte al giorno. In caso di necessità PuroFLOG può essere usato più volte l'ora. Componenti Ectoin, sodio cloruro, idrossietilcellulosa, acqua e tampone citrato. Conservazione Conservare a temperature da +2°C a +25°C. Validità a confezionamento integro: 30 mesi. Formato 20 flaconcini da 0,5 ml. Cod. ECD001