

## SPRAY NASALE PHYSIOMER CSR CON GETTO FORTE CONFEZIONE DA 210ML

**Marchio:** PHYSIOMER  
**Codice Min.:** 8004283125872  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Physiomer Getto Forte Dispositivo medico, per adulti e bambini dai 10 anni d'età. Soluzione nasale con un getto forte, per chi soffre di sintomi nasali cronici e per il trattamento post-operatorio. Deterge i condotti nasali allontanando il muco, allergeni e agenti patogeni, batteri, virus inalati attraverso l'aria, così come polvere, polline, fumo ed altri agenti inquinanti; previene influenze e complicazioni infettive di orecchie, seni paranasali, gola; aiuta a ristabilire una corretta respirazione in caso di naso bloccato; elimina le secrezioni dense e/o purulente che possono formarsi durante la convalescenza post-operatoria, così come le crosticine ad essa collegate. Rispetta la membrana mucosa. Naso bloccato o che cola: usare da 4 a 6 volte al giorno per liberare i condotti nasali e aiutare a ripristinare la

respirazione in caso di raffreddore, rinofaringite, influenza e altre forme di rinite. Pulizia nasale: usare tutti i giorni, una o due volte al giorno, per allontanare il muco e gli agenti infettivi e prevenire complicazioni alle vie respiratorie e uditive (per esempio otiti) ed altre infezioni agli organi respiratori, come la faringe. Trattamento post-operatorio: usare da 4 a 6 volte al giorno. Posizionare la testa sopra il lavabo o nella doccia ed inclinarla da un lato. Introdurre delicatamente il beccuccio nella narice superiore e premere con decisione l'erogatore per 2 o 3 secondi. Lasciare agire la soluzione per qualche secondo. Ripetere con l'altra narice girando la testa dall'altro lato e soffiare il naso delicatamente. Risciacquare il beccuccio con acqua calda dopo ogni utilizzo e asciugare bene. Riposizionare il beccuccio sul flacone premendo delicatamente. Flacone senza gas propellenti. Componenti Soluzione delicata e sterile di acqua di mare purificata. Senza additivi chimici nè conservanti. Soluzione isotonica: contiene una combinazione di oltre 80 minerali con una concentrazione pari a 9g/l di cloruro di sodio (la stessa del corpo umano). Formato Flacone da 210 ml Cod. 12587