

STIMOLIN 6 MICROCLISMI MONOUSO 5 G PER BAMBINI A BASE DI GLICEROLO E TAMARINDO

Marchio: DECA LABORATORIO
CHIMICO

Codice Min.: 942173345

Link: [clicca qui per acquistare](#)



STIMOLIN Descrizione Soluzione rettale a base di estratto secco di tamarindo e glicerolo. Stimolin è indicato nel trattamento della stipsi. L'azione fortemente emolliente di STIMOLIN produce una stimolazione non aggressiva dell'intestino capace di generare una morbida evacuazione anche nei bambini più piccoli. Grazie alle proprietà antiossidanti e lenitive dei suoi diversi componenti, STIMOLIN svolge un'azione protettiva sulla mucosa rettale. Inoltre, grazie alle sue proprietà viscosi, il dispositivo esercita quelle azioni lubrificanti normalmente svolte dal muco intestinale fisiologico. Modalità d'uso Uso rettale: ogni contenitore monouso è singolarmente sigillato sino al momento dell'uso; ciò garantisce l'igiene e la praticità dell'utilizzo.

Rimuovere la copri-cannula sul contenitore monouso. Lubrificare la cannula con una goccia della soluzione stessa, introdurre la cannula nel retto e premere il soffiello. Estrarre mantenendo premuto e gettare. Fino a 6 kg: metà microclisma al bisogno. 6-12 kg: 1 microclisma al bisogno. 12-18 kg: 1 microclisma e mezzo al bisogno. Oltre 18 kg: 2 microclismi consecutivi al bisogno in relazione all'ostinatezza della stipsi. Composizione Acqua, glicerolo vegetale; conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato; sodio cloruro, polisaccaride dall'estratto di semi di tamarindus indica (tamarindo), melatonina. Avvertenze In caso di stipsi persistente consultare il medico per escludere la presenza di altre patologie. Non usare se è presente ipersensibilità al prodotto o ad anche uno solo dei suoi componenti. Dopo aver impiegato la mezza dose, gettare il prodotto residuo e non utilizzare la metà rimasta per applicazioni successive. I microclismi non devono essere usati nei casi di dolore addominale acuto o di origine sconosciuta. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza. Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. Termine ultimo di conservazione dalla data di produzione, in confezione integra: 24 mesi. Formato Confezione da 6 microclismi monouso da 5 g.