

VISUXL GEL 10 ML

Marchio: VISUFARMA
Codice Min.: 943129371
Link: [clicca qui per acquistare](#)

VISUXL GEL GEL OFTALMICO Descrizione Visuxl Gel è un gel oftalmico lubrificante ed antiossidante senza conservanti a base di coenzima Q10, vitamina E TPGS e carbossimetilcellulosa sodica cross-linkata, indicato per un uso sia diurno che notturno. La carbossimetilcellulosa sodica cross-linkata è una sostanza biosintetica estremamente sicura ed inerte, più efficace e durevole nel tempo. La sua reticolazione e la mancanza di enzimi specifici in grado di degradare la molecola a livello della superficie oculare, stabilizza il polimero dandole un'emivita più lunga rispetto ai classici acidi ialuronici. Inoltre, la carbossimetilcellulosa sodica cross-linkata è un idrogel che al suo stato nativo presenta specifiche caratteristiche di visco-supplementazione, idratazione, mucomimetiche e di veicolazione di sostanze. La combinazione di carbossimetilcellulosa sodica cross-linkata e sostanze antiossidanti/antiradicali conferisce a Visuxl Gel un'azione più efficace nei casi di: -secchezza oculare moderata-severa; -traumi da corpo estraneo; -alterazioni della continuità della superficie corneale e congiuntivale dopo chirurgia corneale refrattiva, trapianto di cornea, al fine di alleviare la tipica sintomatologia post-chirurgica fungendo da cuscinetto tra palpebra ed epitelio corneale e congiuntivale; -alterazioni della superficie oculare legate a patologie metaboliche (diabete). Senza conservanti in Sistema 3K. Modalità d'uso Instillare 1 goccia di Visuxl Gel nel sacco congiuntivale di ciascun occhio 2 volte al giorno o secondo diverso parere del proprio oculista. Applicazione: -rimuovere il tappo di protezione; -instillare 1 goccia nel sacco congiuntivale di ciascun occhio tirando leggermente la palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l'alto. Erogare il prodotto premendo leggermente il flacone; -dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone: la soluzione può essere riutilizzata entro 60 giorni dopo la prima apertura. Componenti 100 ml di Visuxl Gel contengono: coenzima Q 10 100 mg, vitamina E TPGS (D-alfa-tocoferil polietilenglicole 1.000 succinato) 500 mg; carbossimetilcellulosa sodica cross-linkata 400 mg; poloxamer 407 9.000 mg; EDTA disodico 100 mg; soluzione isotonica tamponata q.b. a ml 100. Avvertenze Non utilizzare il prodotto se allergici o ipersensibili ad uno qualsiasi dei componenti. Nel caso di comparsa di reazioni avverse sospendere l'uso, rivolgendosi al proprio oculista. Il prodotto può essere instillato anche durante l'uso di lenti a contatto: non ne altera le caratteristiche, può eventualmente contribuire all'idratazione delle lenti a contatto morbide. Instillare il prodotto almeno 5 minuti dopo l'utilizzo di altri medicinali. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Lavare le mani prima di applicare il prodotto. Non toccare gli occhi con la punta del flacone. Non usare il flacone se danneggiato. Uso oftalmico, non ingerire. Conservazione Il prodotto mantiene la sua sterilità fino a 60 giorni dalla prima apertura del flacone. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Conservare il prodotto lontano da fonti di luce, di calore e dalla portata dei bambini. Conservare il prodotto a temperatura ambiente (15-25°C). Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Formato Flacone da 10 ml. Cod. 514